

바이오에어로졸 샘플러 (Bioaerosol Cyclone)

용 도(Applications)

- 공기중 "Influenza, COVID-19" 등 바이러스 및 부유입자 샘플링 가능

특 징(Features)

- NOISH(National Institute for Occupational Safety and Health)에서 개발한 에어로졸 샘플러
- ACGIH/ISO 기준에 준수하여 3.5L/min 유량으로 호흡성 및 비호흡성 부유분진 샘플링 가능
- 3.5L/min의 유량이 가능한 퍼스널펌프는 다 사용가능



Model : BC251

SPECIFICATIONS

Flow rate (lpm)	2 nd stage 50% cut-off size(um)	2 nd stage sharpness (geometric standard deviation)
2	1.7	1.68
3.5	1.0	1.59
10	0.41	1.56

CONFIGURATION

BC251 Cyclone	1 ea
Heavy Duty Carrying Case	1 ea
Falcon™ 15 mL Conical Centrifuge Tubes	2 ea
Fisherbrand™ Nonsterile Threaded End Microcentrifuge Tube without Caps	2 ea
Fisherbrand™ Colored Screw Caps	2 ea
Jar of O-ring grease	1 ea
TE-BC251-5 EPDM O-Ring, 1/16 Width Dash Number 027	10 ea
Filter Cassette	1 ea

