

Annular Denuders



Model : URG-2000-30x150-3CSS, URG-2000-30x242-3CSS

용도

Applications

- + 실내 및 대기 중 가스상 물질 채취

특징

Features

- + Glass 재질로 간섭 물질 영향 없음
- + 스테인레스 외장재로 인한 내구성 강화
- + 3 Channel로 반응 면적을 넓게 하여 Gas 채취 효율 극대화
- + 직선 형태로 입자상 물질 간섭 차단

SPECIFICATIONS

Available with 3 or 4 Channels

1mm Annular Spacing

#30 Thread on Both Ends to Allow Direct Connection to Cyclones,
Filter Packs and Other URG Components

Quality of material

Teflon®

Dimensions

28mm OD x 150mm Length (URG-2000-30x150-3CSS)
28mm OD x 242mm Length (URG-2000-30x242-3CSS)

Weight

67 lbs. (URG-2000-30x150-3CSS)
1 lbs. (URG-2000-30x242-3CSS)