

총부유세균 및 곰팡이 샘플러 교정기(JOB-2311) (JOB-100 Calibration System)

용도(Applications)

. 실내공기중의 총부유세균 및 곰팡이 샘플러(JOB-100)교정을 위한 디지털 풍속계



특징(Applications)

. 실시간 유량확인으로 보다 정확한 시료채취 가능

. JOB-100의 100L/min 의 풍속유량을 실시간으로 측정이 가능하여 현장에서 JOB-100기기의 작동을 보다 쉽게 확인할 수 있습니다.

. 고효율의 포집과 우수한 정밀성 그리고 휴대하기 편한 디자인으로 헬스케어, 제약 및 바이오 등의 분야에서 공기 중 모니터링 용으로 사용

사양(Specifications)

. 2 buttons operation

. Display : Volume in L/min

. Reproducibility at 100L/min : $\pm 3\%$

. Operation temperature : 0~40°C

